

Link do produktu: <https://www.zapach-orientu.pl/tanamera-ziolowy-kompres-do-masazu-twarzy-p-427.html>



TANAMERA Ziołowy kompres do masażu twarzy

Cena	40,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	9555006901635
Producent	TANAMERA

Opis produktu

Tanamera Ziołowy kompres do masażu twarzy 70 g

Gorący kompres zapewnia ten sam rodzaj stymulacji, co akupresura i jest wykorzystywany do stymulowania czułych lub wrażliwych obszarów, których nie można bezpośrednio masować. Wypełniony jest niesamowitą ilością ziół: bengalskiego imbiru, kurkumy, trawy cytrynowej, limonki kaffirowej, tataraku, liści tamaryndowca, pandanusa, shikakai, bzu, dzikiej kurkumy, galangalu i wężownicy. Kompres do podgrzewania parowego jest stworzony, aby pomóc złagodzić bóle mięśni i jednocześnie pomaga poprawić krążenie krwi w wybranych obszarach.

Jak używać:

- Zroś wodą kompres i poczekaj, aż się wchłonie. Podgrzej go na parze do momentu gdy aromaty zostaną uwolnione, następnie nałóż ochronną tkaninę i dołóż bezpośrednio do skóry. Gdy ziołowy kompres zacznie się ostudzać, podgrzej go ponownie. Dla większego komfortu korzystaj z dwóch kompresów, podgrzewanych na zmianę.
- Nieużywany kompres ziołowy przechowuj w wentylowanym i suchym miejscu. Po użyciu schowaj go do lodówki w szczelnym pojemniku lub plastikowym worku do czasu kolejnego wykorzystania. Jeden kompres może być użyty kilka razy (2 /3) do momentu, gdy nie robi się mechaty

UWAGA:

- Nigdy nie przegrzewaj ziołowego kompresu (sprawdź jego temperaturę przed dołożeniem do ciała)
- Nie stosuj ziołowego kompresu w ciągu 24 godzin.
- Nie bierz kąpeli/ prysznic zaraz po zastosowaniu kompresu, pozwól aby olejki eteryczne weszły w skórę.
- W celu uniknięcia potencjalnych reakcji alergicznych, przeprowadź test użycia kompresu ziołowego na rękę przed zastosowaniem go na całe ciało.
- Przechowywać z daleka od dzieci.

Wyprodukowano w Malezji



